


Materac VEF 75 mm do OT5010



Opis produktu:

OT5011 Materac VEF 75 mm do OT5010 firmy **Lojer** pokryty jest wysokiej jakości dwuwarstwową strukturą z warstwą górną z pamięcią kształtu

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

OT5011 Materac VEF 75 mm do OT5010

Cechy charakterystyczne:

- pianka visco-elastyczna
- wysokiej jakości dwuwarstwowa struktura z warstwą górną z pamięcią kształtu
- miękki i wygodny dla pacjentów
- wymiary 265 x 630 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Materace

Model: