


Materac VEF 75 mm do OT5030, OT5040



Opis produktu:

OT5031 Materac VEF 75 mm do OT5030, OT5040 firmy **Lojer** pokryty jest wysokiej jakości dwuwarstwową strukturą z warstwą górną z pamięcią kształtu

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

OT5031 Materac VEF 75 mm do OT5030, OT5040

Cechy charakterystyczne:

- pianka visco-elastyczna
- wysokiej jakości dwuwarstwowa struktura z warstwą górną z pamięcią kształtu
- miękki i wygodny dla pacjentów
- wymiary 550 x 820 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Materace

Model: