

Podpora ręki z zaciskiem do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

Podpora ręki z zaciskiem AB2110 oraz AB2120 - krótka firmy **Lojer**, która może być opcjonalnie wyposażona w materac z formowanego materiału, który jest trwały i łatwy w czyszczeniu oraz antystatyczny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podpora ręki z zaciskiem AB2110 oraz AB2120 - krótka do stołów

Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne

- regulacja za pomocą jednej ręki dzięki antybakteryjnej dźwigni
- możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach dzięki przegubowi kulowemu
- wymiary 620 x 170 mm
- długość krócca 150mm
- wymagany materac: AB3010/AB3110

Maksymalna waga pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Dopasowane do standardowych szynowych DIN UE

Średnica krócca

Regulacja jednoreczna

Ilość funkcji produktu

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory ręki

Model:

Lojer akcesoria do stołów operacyjnych: Podpora ręki AB2110, Podpora ręki AB2120 - krótka
Lojer akcesoria do stołów operacyjnych
dodatkowe: -, AB3010 Materac Premium do podpory reki, VEF, AB3110 Formowany materac do podpory reki