


Materac Premium do podpory reki, VEF

Opis produktu:

AB3010 Materac Premium do podpory reki, VEF firmy **Lojer** pokryty jest wysokiej jakości dwuwarstwową strukturą z warstwą górną z pamięcią kształtu



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AB3010 Materac Premium do podpory reki, VEF

Cechy charakterystyczne:

- pianka visco-elastyczna
- wysokiej jakości dwuwarstwowa struktura z warstwą górną z pamięcią kształtu
- miękki i wygodny dla pacjentów
- odejmowany za pomocą rzepów
- wymiary 625 x 170 mm
- grubość 50 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Materace

Model: