

Formowany materac do podpory ręki



Opis produktu:

AB3110 Formowany materac do podpory ręki firmy **Lojer** posiada wklęsłą powierzchnię i formowaną poduszkę poliuretanowa

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AB3110 Formowany materac do podpory ręki

Cechy charakterystyczne:

- wklęsła powierzchnia i formowana poduszka poliuretanowa
- bez lateksu
- wymiary: 625x170 mm
- grubość: 25 mm

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Materace

Model: