

Elemental FIRE S3.F0 - stół do rehabilitacji i masażu



Opis produktu:

Elemental FIRE S3.F0 to stół do rehabilitacji i masażu wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota ręcznego. Elemental FIRE S3.F0 posiada 2-warstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów dostępnych w wielu wersjach kolorystycznych.

W standardowym wyposażeniu stołów z linii Elemental znajduje się ręczny pilot do regulacji wysokości oraz dwie zatyczki do otworu na twarz (okrągła i w kształcie roga).



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektryczny stół do rehabilitacji Elemental FIRE S3.F0 - Funkcje:

- 3-sekcyjny stół do masażu oraz rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- okrągły otwór na twarz pacjenta w zagłówku, wraz z rogalem,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- uchwyty na bananki,
- malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,
- wysokość regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomocą pilota sterującego,
- udźwig do 180 kg; bezpieczne obciążenie robocze do 250 kg,
- pilot sterujący z automatycznym systemem blokowania,
- podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- pełna zatyczka otworu na twarz dostępna jako akcesorium.

Dodatkowe akcesoria:

Rama podnośnika F2

Składane relingi

Składane barierki poziome

Zagłówek z okrągłą zatyczką

Uchwyt na papier typ 1

Uchwyt na papier typ 3

Uchwyt na papier typ 11*

*Wieszak możliwy do zamontowania tylko przy zakupie stołu.

Informacje:

Szerokość: 69 cm
 Długość: 205 cm
 Masa: 99 – 110 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -70 – +40°
 Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – +85°
 Linia: Elemental
 Liczba sekcji: 3
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 48 – 96 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 180 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Nie
 PAS: Nie
 Hallotronic: Nie
 Smart4Arms: Nie
 Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)
 Grubość tapicerki: 40 mm

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
 Dodatkowe sterowanie: brak, pilot nożny, ramka
 Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm
 Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

