


## Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji - ELEMENTAL FIRE S5.F0


### Opis produktu:

Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji ELEMENTAL FIRE S5.F0 z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego lub nożnego. ELEMENTAL FIRE S5.F0 wyposażony jest w podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wy poziomowanie stołu. Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji ELEMENTAL FIRE S5.F0 to zaawansowane narzędzie, które doskonale sprawdzi się w profesjonalnych gabinetach medycznych i SPA. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika i komforcie terapeuty.

W standardowym wyposażeniu stołów z linii Elemental znajduje się ręczny pilot do regulacji wysokości oraz dwie zatyczki do otworu na twarz (okrągła i w kształcie rogala).

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji - ELEMENTAL FIRE S5.F0

Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji ELEMENTAL FIRE S5.F0 posiada 5-sekcyjną konstrukcję, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do różnych pozycji ciała. Regulacja zagłówka przy użyciu sprężyny gazowej sprawia, że zmiany pozycji są płynne i bezproblemowe. Dodatkowo, okrągły otwór na twarz z rogalem gwarantuje wygodę podczas sesji terapeutycznej.

#### Atestowana dwuwarstwowa tapicerka

Tapicerka dwuwarstwowa, wykonana z atestowanych materiałów, dostępna jest w różnorodnych wersjach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie do preferencji klienta oraz estetyki pomieszczenia. Solidna stalowa rama, malowana proszkowo w dwukolorowym wykończeniu, zapewnia stabilność i trwałość stołu.

#### Elektryczna regulacja wysokości

ELEMENTAL FIRE S5.F0 wyposażony jest w pilot ręczny lub nożny, który umożliwia dostosowanie wysokości stołu w zakresie od 48 do 96 cm, co pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb terapeuty i pacjenta. Udźwig do 180 kg oraz bezpieczne obciążenie robocze do 240 kg zapewniają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki pilotowi sterującemu z automatycznym systemem blokowania, obsługa stołu jest intuicyjna i bezpieczna.

### Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji - ELEMENTAL FIRE S5.F0

- 5-sekcyjny stół do masażu,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej,
- okrągły otwór na twarz pacjenta w zagłówku, wraz z rogalem,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,
- wysokość regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomocą pilota sterującego,
- udźwig do 180 kg; bezpieczne obciążenie robocze do 250 kg,
- pilot sterujący z automatycznym systemem blokowania,
- podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- pełna zatyczka otworu na twarz dostępna jako akcesorium.
- uchwyty na bananki,
- SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji bocznych zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem

boczków zagłówka w czasie terapii,

## **Dodatkowe akcesoria:**

**Rama podnośnika F2**

**Składane relingi**

**Składane barierki poziome**

**Zagłówek z okrągłą zatyczką**

**Uchwyt na papier typ 1**

**Uchwyt na papier typ 3**

**Uchwyt na papier typ 11\***

\*Wieszak możliwy do zamontowania tylko przy zakupie stołu.

## **Informacje:**

Szerokość: 69 cm  
Długość: 205 cm  
Masa: 99 - 110 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 - +40°  
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 - +85°  
Linia: Elemental  
Liczba sekcji: 5  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 48 - 96 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 180 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Nie  
PAS: Nie  
Hallotronic: Nie  
Smart4Arms: Tak  
Grubość tapicerki: 40 mm  
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

## **Model:**

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy  
Dodatkowe sterowanie: brak, pilot nożny, ramka  
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm