

Dwuczęściowy stół do rehabilitacji i zabiegów Elemental ICE S2.F0



Opis produktu:

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji ELEMENTAL ICE S2.F0 z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego. ELEMENTAL ICE S2.F0 wyposażony jest w podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu.

W standardowym wyposażeniu stołów z linii Elemental znajduje się ręczny pilot do regulacji wysokości oraz dwie zatyczki do otworu na twarz (okrągła i w kształcie rogala).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dwuczęściowy stół do rehabilitacji i zabiegów Elemental ICE S2 - Funkcje:

- 2-sekcyjny stół do rehabilitacji i zabiegów,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej,
- okrągły otwór na twarz pacjenta w zagłówku, wraz z rogalem,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,
- uchwyty na bananki,
- wysokość regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomocą pilota sterującego,
- udźwig do 180 kg; bezpieczne obciążenie robocze do 250 kg,
- pilot sterujący z automatycznym systemem blokowania,
- podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- opcjonalny wybór kilku modeli relingów,
- pełna zatyczka otworu na twarz

Dodatkowe akcesoria:

Rama podnośnika F2

Składane relingi

Składane barierki poziome

Zagłówek z okrągłą zatyczką

Uchwyt na papier typ 1

Uchwyt na papier typ 3

Uchwyt na papier typ 11*

*Wieszak możliwy do zamontowania tylko przy zakupie stołu.

Informacje:

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria
 Szerokość: 69 cm
 Długość: 202 cm
 Masa: 99 – 110 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
 Linia: Elemental
 Liczba sekcji: 2
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 48 – 96 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 180 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Nie

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
 Dodatkowe sterowanie: brak, pilot nożny, ramka
 Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

PAS: Nie

Hallotronic: Nie

Smart4Arms: Nie

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)