

Stół do masażu elektryczny - Elemental ICE E-S2

Opis produktu:

Stół do masażu elektryczny - Elemental ICE E-S2 to dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego. Elemental ICE E-S2 wyposażony jest w podstawowy system jezdnny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu.

W standardowym wyposażeniu stołów z linii Elemental znajduje się ręczny pilot do regulacji wysokości oraz dwie zatyczki do otworu na twarz (okrągła i w kształcie rogala).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do masażu elektryczny - Elemental ICE E-S2 - Funkcje:

- 2-sekcyjne stoły do masażu,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej,
- okrągły otwór na twarz pacjenta w zagłówku, wraz z rogalem,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,
- wysokość regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomocą pilota sterującego,
- udźwig do 180 kg; bezpieczne obciążenie robocze do 250 kg,
- pilot sterujący z automatycznym systemem blokowania,
- podstawowy system jezdnny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- opcjonalny wybór kilku modeli relingów,
- pełna zatyczka otworu na twarz dostępna jako akcesorium.

Dodatkowe akcesoria:

Rama podnośnika F2

Składane relingi

Składane barierki poziome

Zagłówek z okrągłą zatyczką

Uchwyt na papier typ 1

Uchwyt na papier typ 3

Uchwyt na papier typ 11*

*Wieszak możliwy do zamontowania tylko przy zakupie stołu.

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 202 cm
Masa: 99 - 110 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -20 - +85°
Linia: Elemental
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 - 96 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 180 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie
PAS: Nie
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Nie

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
Dodatkowe sterowanie: brak, pilot nożny, ramka
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)