


Stół do operacji ramienia i dłoni



Opis produktu:

Stół do operacji ramienia i dłoni AB5010 firmy **Lojer**, pozwala na wykonanie rentgena w zakresie 350 mm

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do operacji ramienia i dłoni AB5010

Cechy charakterystyczne

- lekki
- stół pozwala na wykonanie rentgena w zakresie 350 mm na środku
- możliwość regulacji wysokości
- wymiary: 650x400 mm
- długość króćca: 135 mm
- w zestawie: 2 zaciski CL2010
- wymagany materac: AB6010

Maksymalna waga pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Dopasowane do standardowych szynowych DIN UE

Waga produktu

zalecane: AB5101

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Moduły do rozbudowy stołów operacyjnych

Model:

Lojer akcesoria do stołów operacyjnych: AB5101
Wspornik do AB5010, AB5050, AB100, -
Lojer akcesoria do stołów operacyjnych
dodatkowe: AB6010 Materac do AB5010,
AB5050, -