


Stół do operacji ramienia i dłoni z włókna węglowego



Opis produktu:

Stół do operacji ramienia i dłoni z włókna węglowego AB5050 firmy **Lojer**, pozwala na wykonanie rentgena w zakresie 350 mm

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do operacji ramienia i dłoni z włókna węglowego - AB5050

Cechy charakterystyczne

- lekki i przyjazny użytkownikowi stół
- stół pozwala na wykonanie rentgena w zakresie 350 mm na środku
- możliwość regulacji wysokości
- wymiary: 650x400 mm
- długość króćca: 135 mm
- w zestawie: 2 zaciski CL2010
- wymagany materac: AB6010

Maksymalna waga pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Dopasowane do standardowych szynowych DIN UE

zalecane: AB5101

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Moduły do rozbudowy stołów operacyjnych

Model:

Lojer akcesoria do stołów operacyjnych: -,
AB5101 Wspornik do AB5010, AB5050, AB100
Lojer akcesoria do stołów operacyjnych
dodatkowe: -, AB6010 Materac do AB5010,
AB5050