


Stół do operacji ramienia i dłoni - ukształtowany



Opis produktu:

Ukształtowany stół do operacji ramienia i dłoni - AB5100 firmy **Lojer**, charakteryzuje się specjalnym kształtem zapewniającym wiele możliwości ułożenia ramienia i dłoni pacjenta oraz wygodny dostęp dla chirurga

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ukształtowany stół do operacji ramienia i dłoni - AB5100

Cechy charakterystyczne

- specjalny kształt zapewniający wiele możliwości ułożenia ramienia i dłoni pacjenta oraz wygodny dostęp dla chirurga
- umożliwia pracę nawet 3 osób w jednym czasie
- przezierny w zakresie 300 mm na środku stołu
- możliwość regulacji wysokości
- wymiary: 600x800 mm
- wysokość króćców: 135 mm
- w zestawie: wspornik AB5101 oraz 2 zaciski CL2010
- wymagany materac: AB6020

Maksymalna waga pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Dopasowane do standardowych szynowych DIN UE

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Moduły do rozbudowy stołów operacyjnych

Model:

Lojer akcesoria do stołów operacyjnych
dodatkowe: -, AB6020 Materac do AB5100