

Wspornik do AB5010, AB5050, AB100



Opis produktu:

AB5101 to wspornik do AB5010, AB5050, AB100 firmy **Lojer**, który został wyposażony w mocowanie i regulację wykorzystujące technologie antybakteryjne

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AB5101 Wspornik do AB5010, AB5050, AB100

Cechy charakterystyczne

- solidny
- mocowanie i regulacja wykorzystujące technologie antybakteryjne
- możliwość dostosowania wysokości

Regulacja wysokości

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Wsporniki

Model: