


Materac do AB5010, AB5050



Opis produktu:

AB6010 - Materac do stołu operacyjnego ramienia i dłoni, przystosowany do modelu AB5010, AB5050.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

AB6010 Materac do AB5010, AB5050

Cechy charakterystyczne:

- wysokiej sprężystości materac piankowy
- odejmowany na rzepy
- wymiary: 410x660 mm
- grubość 30 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Model:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:

Materace