

Materac do AB5100



Opis produktu:

AB6020 - Materac do stołu operacyjnego ramienia i dłoni, przystosowany do modelu AB5100.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

AB6020 Materac do AB5100

Cechy charakterystyczne:

- wysokiej sprężystości materac piankowy
- odejmowany na rzepy
- wymiary: 610x810 mm
- grubość 30 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Materace

Model: