


Ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem obrotowym



Opis produktu:

AI1010 to ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem obrotowym firmy **Lojer** wykonana została ze stali nierdzewnej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

AI1010 - Ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem obrotowym

Cechy charakterystyczne:

- ramka wykonana ze stali nierdzewnej
- regulacja wysokości (bezstopniowa)
- antybakteryjne pokrętko

Regulacja wysokości

Średnica króćca

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje: Ramy ekranu anestezjologicznego

Model: