


Giętka ramka ekranu anestezjologicznego do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

AI1110 to giętka ramka ekranu anestezjologicznego firmy **Lojer** mocowana do szyn po obu stronach **stołu operacyjnego** za pomocą dwóch zacisków.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AI1110 Giętka ramka ekranu anestezjologicznego

Cechy charakterystyczne:

- mocowana do szyn po obu stronach stołu za pomocą dwóch zacisków
- łatwa w utrzymaniu czystości
- całkowita długość 1600 mm
- króciec Ø18 mm
- zalecane zaciski: CL1010

Średnica króćca

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje: Ramy
ekranu anestezjologicznego

Model: