



## Trzymadło butli infuzyjnej do stołów Lojer Scandia

### Opis produktu:

**Trzymadło butli infuzyjnej** firmy **Lojer** dostępne w 2 wariantach:

- AI2010 **trzymadło butli infuzyjnej, proste**
- AI2020 **trzymadło butli infuzyjnej, proste z możliwością przechylenia**

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### AI2010 Trzymadło butli infuzyjnej, proste

##### Cechy charakterystyczne:

- mocowana do szyn z boku stołu
- wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 haki do wieszania płynów infuzyjnych (2kg/hak)
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk: CL2010/CL2110

##### Średnica króćca

##### Regulacja jednoręczna

##### Regulacja wysokości

#### AI2020 Trzymadło butli infuzyjnej, proste z możliwością przechylenia

##### Cechy charakterystyczne:

- zintegrowany zacisk
- wykonana ze stali nierdzewnej
- możliwość przechylenia w obie strony
- 4 haki do wieszania płynów infuzyjnych (2kg/hak)
- regulacja wysokości w zakresie 410 mm

## **Regulacja jednoręczna**

### **Informacje:**

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:  
Trzymadła butli infuzyjnej

### **Model:**

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: AI2010,  
AI2020