




Mobilne trzymadło butli infuzyjnej

Opis produktu:

Mobilne trzymadło butli infuzyjnej firmy **Lojer** dostępne w 2 wariantach:

- AI2110 **mobilne trzymadło butli infuzyjnej**, proste
- AI2120 **mobilne trzymadło butli infuzyjnej proste o zwiększonym udźwigu**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AI2110 Mobilne trzymadło butli infuzyjnej, proste

Cechy charakterystyczne:

- mobilne trzymadło wykonane z chromowanej stali
- kółka przewodzące i blokowane Ø80 mm
- 4 haki do wieszania płynów infuzyjnych (2kg/hak)

Antystatyczny

Regulacja wysokości

Wymiary kółek

AI2120 Mobilne trzymadło butli infuzyjnej, proste o zwiększonym udźwigu

Cechy charakterystyczne:

- mobilne trzymadło wykonane ze stali nierdzewnej
- kółka przewodzące i blokowane Ø75 mm
- 4 haki do wieszania płynów infuzyjnych (2kg/hak)
- możliwość zamontowania pomp infuzyjnych do 10 kg

Antystatyczny

Regulacja wysokości

Wymiary kółek

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Trzymadła butli infuzyjnej

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: AI2110,
AI2120