


Podpora boczna, bez regulacji do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS1010 to **podpora boczna**, bez regulacji firmy **Lojer** wyposażona w materac zapobiegający uciskaniu i uszkodzaniu nerwów

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podpora boczna, bez regulacji do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- podpora bez regulacji wzdłużnej
- materac (50 mm) zapobiegający uciskaniu i uszkodzaniu nerwów
- regulacja wysokości w zakresie 150 mm
- rozmiar podpory: 100x200 mm
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk: CL2010/CL2110

Średnica króćca

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Ognioodporny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory boczne

Model: