

Podpora boczna, wielostronna, szeroka do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS1050 to **podpora boczna**, wielostronna, szeroka firmy **Lojer** wyposażona w materac zapobiegający uciskaniu i uszkodzaniu nerwów

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS1050 Podpora boczna, wielostronna, szeroka

Cechy charakterystyczne:

- wiele możliwości regulacji zapewnia optymalne pozycjonowanie pacjenta
- materac (50 mm) zapobiegający uciskaniu i uszkodzaniu nerwów
- regulacja wysokości w zakresie 200 mm
- antybakteryjna dźwignia dokręcania
- rozmiar podpory: 200 x 200 mm
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk: CL2010/CL2110

Średnica króćca

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Ognioodporny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory boczne

Model: