

Podpora do modułu barkowego do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS1070 to **podpora do modułu barkowego** firmy **Lojer**, która zapewnia podparcie pacjenta z boku.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS1070 Podpora do modułu barkowego do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- oddzielna boczna podpora modułu OT1030
- zapewnia podparcie pacjenta z boku
- visco-elastyczny materac o rozmiarze 60 x 240 x 50 mm

Kompatybilne ze stołami operacyjnymi Scandia

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Ognioodporny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Informacje:

Model:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory barków