

Podpora w kształcie wałka, pionowa do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS2010 to **podpora w kształcie wałka**, pionowa firmy **Lojer** o średnicy 110 mm oraz wysokości 270 mm

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS2010 Podpora w kształcie wałka, pionowa

Cechy charakterystyczne:

- średnica wałka 110 mm, wysokość 270 mm
- zalecany zacisk: CL2010/CL2110

Antystatyczny

Średnica króćca

2 x funkcja

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory nóg

Model: