

Galaxy Jupiter S5.F4, 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji - kolor grafitowy



Opis produktu:

Galaxy Jupiter S5.F4 to nowoczesny, 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji, zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta. Idealny do profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych, klinik oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Kluczowe cechy:

- **Leżysko o szerokości 64 cm, w eleganckim grafitowym kolorze.**
- **Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej** w zakresie od -70° do +40°.
- **Smart4Arms** – innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji bocznych zagłówka z automatyczną blokadą pozycji.
- **System Hallotronic®** – elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu.
- **Personal Authorization System** – zintegrowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, oparty na dwóch magnetycznych kluczach.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół rehabilitacyjny Galaxy Jupiter S5.F4 - kolor grafitowy

Galaxy Jupiter S5.F4 to zaawansowany, pięciosekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z serii Galaxy, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań medycznych i fizjoterapeutycznych. Model wyróżnia się stabilną, malowaną proszkowo stalową konstrukcją krzyżakową oraz elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu.

Precyzyjna regulacja dla maksymalnego komfortu

Stół oferuje zaawansowaną regulację zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$) z ergonomicznym otworem na twarz i praktyczną zaślepką. Sekcja nożna regulowana dwoma sprężynami gazowymi (0° do $+90^{\circ}$) z obustronnym dostępem do uchwytu blokady położenia zapewnia wygodę terapeutcie podczas pracy z pacjentem.

Cechy charakterystyczne

5-sekcyjny stół do masażu,

Leżysko o szerokości 64 cm, w eleganckim grafitowym kolorze,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej(od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

Smart4Arms - płynna, bez śrubowa regulacja bocznych zagłówka, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych(od 0° do $+90^{\circ}$),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,

2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w grafitowym kolorze,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Jupiter S5.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

STÓŁ? REHABILITACYJNY

Galaxy Jupiter S5.F4 znajduje szerokie zastosowanie w

Gabinetach rehabilitacyjnych

Galaxy Jupiter S5 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego pięciosekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówka (-70° do $+40^{\circ}$) oraz sekcji nożnej (0° do $+90^{\circ}$) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Jupiter S5 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych. Dodatkowo, możliwość wyposażenia stołu w opcję Limfa z oddzielnymi oparciami na kończyny górne sprawia, że jest idealny do pracy z pacjentami po mastektomii oraz do przeprowadzania manualnego drenażu limfatycznego.

Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Jupiter S5 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwia terapeutę przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu Galaxy Jupiter S5.F4

Informacje:

System jezdny: 4 kółka
Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria
Szerokość: 64 cm
Długość: 205 cm
Masa: 115 kg
Kąt regulacji sekcji przedniej: -70 – +40°
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 90°
Linia: Galaxy
Liczba sekcji: 5
Zakres regulacji wysokości: 50 – 101 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Tak

Model: