


## Activa IM - Nail™ - gwoździe do osteosyntezy



### Opis produktu:

Activa IM - Nail™ - jest biowchłaniałym implantem zbudowanym z 4 generacji ko-polimeru (PLGA). Na chwilę obecną firma Bioretec™ jest jedynym producentem implantów w zaawansowanym procesie technologicznym umożliwiającym produkcję implantu w postaci PLGA 4 generacji.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Activa IM - Nail™ - Innowacyjne gwoździe śródszpikowe do osteosyntezy

Activa IM - Nail™ - jest biowchłaniałym implantem zbudowanym z 4 generacji ko-polimeru (PLGA). Na chwilę obecną firma Bioretec™ jest jedynym producentem implantów w zaawansowanym procesie technologicznym umożliwiającym produkcję implantu w postaci PLGA 4 generacji.

**Gwoździe śródszpikowe Activa IM-Nail™** to pierwsze na świecie całkowicie biowchłaniałne implanty do zespołów śródszpikowych u dzieci. Cechuje je innowacyjna technologia produkcji z ko-polimeru PLGA oraz osteokondukcyjny marker z  $\beta$ -TCP w końcówce zapewniający lepszą widoczność implantu na zdjęciu rentgenowskim.

### Cechy implantu Activa IM - Nail™ :

- brak odczynów zapalnych, dzięki opatentowanej budowie ko-polimeru PLGA
- brak potrzeby usuwania implantu - całkowita bioresorpcja po ok. 2 latach
- bezpieczna, tradycyjna metoda zakładania zapewnia śródoperacyjny komfort chirurga

- elastyczny oraz bardzo wytrzymały
- dostępny w różnych rozmiarach
- zapewnia zamierzoną funkcjonalność przez 8 tygodni oraz prawidłowy wzrost kości bez długotrwałych powikłań
- osteokondukcyjny marker z  $\beta$ -TCP w końcówce zapewniający lepszą widoczność implantu na zdjęciu rentgenowskim.

**Procedury w których wykorzystywany jest implant Activa IM -Nail™ :**

- osteotomia kości promieniowej i łokciowej u dzieci

**Rozmiary implantu Activa IM-Nail™ :**

- B-ANIM-20200 Activa IM-Nail™ 2.0 mm x 200 mm
- B-ANIM-20300 Activa IM-Nail™ 2.0 mm x 300 mm
- B-ANIM-20400 Activa IM-Nail™ 2.0 mm x 400 mm
- B-ANIM-27300 Activa IM-Nail™ 2.7 mm x 300 mm
- B-ANIM-27200 Activa IM-Nail™ 2.7 mm x 200 mm
- B-ANIM-27400 Activa IM-Nail™ 2.7 mm x 400 mm
- B-ANIM-32200 Activa IM-Nail™ 3.2 mm x 200 mm
- B-ANIM-32300 Activa IM-Nail™ 3.2 mm x 300 mm
- B-ANIM-32400 Activa IM-Nail™ 3.2 mm x 400 mm

**Instrumenty dla implantu Activa IM-Nail™ :**

- B-INIM-2000 Dylator dla 2.0mm gwoźdźcia śródszpikowego
- B-INIM-2700 Dylator dla 2.7mm gwoźdźcia śródszpikowego
- B-INIM-3200 Dylator dla 3.2mm gwoźdźcia śródszpikowego
- B-INIM-4000 Inserter dla gwoźdźcia śródszpikowego

**Informacje:****Model:**