

Stół do masażu i rehabilitacji Gymna G2 DUO



Opis produktu:

Dwuczęściowy stół do badań i zabiegów z długą sekcją zagłówka.

Produkt archiwalny. Zobacz:

[pozostałe stoły do masażu i rehabilitacji](#)

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji Gymna G2 DUO

Gymna G2 Duo to dwuczęściowy stół do badań i zabiegów z długą sekcją zagłówka, regulowaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° - 80° (możliwość uzyskania pozycji siedzącej).

Cechy charakterystyczne:

- Stół ma wymiary 205 x 67 cm, na 4 stopkach.
- Regulacja wysokości w zakresie 47 - 100 cm.
- Możliwość zamontowania uchwytu na rącznik od strony podnóżka lub zagłówka.

- Maksymalny udźwig 200 kg. Możliwość podjechania do stołu podnośnikiem dla pacjenta (prześwit ramy 15 cm).
- Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy.

Wypozażenie standardowe

- stół dwusekcyjny z regulowaną częścią zagłówek,
- zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie 0 do 85°,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika nożnego,
- tapicerka z 40mm wyściółką,
- 15 centymetrowy prześwit ramy,
- stopki antypoślizgowe

Wypozażenie dodatkowe

- regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu
- hydrauliczna regulacja wysokości
- system kółek unoszonych
- wycięcie na twarz

Dane techniczne:

Wymiary (dł x szer)	205cm x 67cm
Wysokość (regulowana - zakres)	od 47cm do 100cm
Waga	85 kg
Maksymalny udźwig	200 kg
Prześwit ramy	15 cm
Silnik elektryczny	6 N
Pompa hydrauliczna	10 N
Zasilanie	230 VAC, 50-60 Hz, 1.0A120 VAC, 60 Hz, 1.7A
Gwarancja	2 lata (tapicerka 1 rok)
Certyfikaty	IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2, MDD 93/42/EEC

Informacje:

Ilość sekcji: 2
Funkcja Pivot: Nie

Opcje produktu: