

Elektrody samoprzylepne do sEMG oraz elektroterapii



Opis produktu:

Elektrody żelowe w kształcie strzałki, dedykowane do **sEMG**. Wysoka jakość oraz kształt sprawiają, że **elektrody** idealnie sprawdzają się do aplikacji w okolicy brzucha i krocza.

Cena za 1 opakowanie, które zawiera 12 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody samoprzylepne do sEMG oraz elektroterapii

Elektrody żelowe w kształcie strzałki, dedykowane do **sEMG**. Wysoka jakość oraz kształt sprawiają, że elektrody idealnie sprawdzają się do aplikacji w okolicy brzucha i krocza.

Dane techniczne:

Wymiary:	2 x 1,5 cm
Materiał:	Ag/AgCl
Długość kabla:	15 cm
Powierzchnie stymulujące:	stal nierdzewna
Rodzaj wtyczki:	2 mm
Ilość elektrod w opakowaniu:	12 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem

Model:

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii
uroginekologicznej

Elektrody w promocji: Tak