

Intelect Mobile 2 Ultrasound - aparat do terapii ultradźwiękowej



Opis produktu:

Intelect Mobile 2 Ultrasound to aparat do terapii ultradźwiękowej z możliwością dalszej rozbudowy o wózek. Aparat posiada podwójną częstotliwość emisji (1/3 MHz) oraz pulsacyjny lub ciągły tryb pracy (10%, 20%, 50% i 100%).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Intelect Mobile 2 Ultrasound - aparat do terapii ultradźwiękowej

Wraz z aparatem **Intelect Mobile 2 Ultrasound** w zestawie znajduje się również aplikator ultradźwiękowy o powierzchni 5 cm², natomiast głowice dostępne są opcjonalnie. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika zawiera wytyczne dotyczące obszaru leczenia. Brak sprzężenia sygnalizowany jest akustycznie (ustawienia domyślne) bądź wizualnie (LED), wskaźnik minutnika czasu zabiegu zatrzyma się po odłączeniu głowicy, dzięki czemu moc ultradźwięków oraz czas trwania zabiegu jest dokładnie mierzony i odtwarzalny.

Zestaw zawiera:

- aparat Intelect® Mobile 2 Ultrasound,
- głowica ultradźwiękowa 5 cm²,
- kabel zasilania,
- dysk zewnętrzny USB,
- przewodnik szybkiego startu.

Cechy charakterystyczne:

- wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
- kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
- wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
- interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
- system Procedur Terapeutycznych,
- praca w zakresie 1 i 3 MHz,
- tryb pracy ciągły i pulsacyjny (10, 20, 50 i 100%),
- głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm² w zestawie, opcjonalnie dostępne głowice o powierzchni 1 cm²/2 cm²,
- akustyczna bądź wizualna sygnalizacja braku sprzężenia.

Dane techniczne:

Wejście:	100-240 V AC, 1.0 do 0,42 A, 50/60 Hz
Klasa ochronności:	II
Tryb pracy:	ciągły, impulsowy
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	34 x 35,5 x 15
Waga (bez akumulatora) [kg]:	2,8
Waga wózka [kg]:	10,1 (z modułem do terapii podciśnieniowej vacuum: 11,5)
Maksymalne obciążenie robocze [kg]:	6,5
Zgodność:	urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami EN/IEC 60601-1 oraz 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;text-align:center; height:28px;" . Nr 60601-1

Informacje:

Model:

Wózek Intellect Mobile 2: Tak, Nie