

Stół do masażu i rehabilitacji Gymna G2 TRIO



Opis produktu:

Trzyczęściowy stół do masażu w pozycji leżącej i siedzącej, regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej.

Produkt archiwalny. Zobacz:

pozostałe stoły do masażu i rehabilitacji

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

G2 TRIO to trzyczęściowy stół do masażu w pozycji leżącej i siedzącej, regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od -72° do $+30^{\circ}$, regulacja podnóżka w zakresie 0° - 80° , wymiary 205 x 67 cm, na 4 stopkach.

Cechy charakterystyczne:

- Regulacja wysokości w zakresie 47 - 100 cm.
- Możliwość zamontowania uchwytu na ręcznik od strony podgłówka.
- Maksymalny udźwig 200 kg.
- Możliwość podjechania do stołu podnośnikiem dla pacjenta (prześwit ramy 15 cm).

- Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy.

Wyposażenie standardowe

- stół trzyczęściowy z regulowaną częścią zagłówka i podnóżka
- zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -73° do +30°
- podnóżek regulowany sprężyną gazową w zakresie 0° do +85°
- elektryczna regulacja wysokości (przełącznik nożny)
- tapicerka z 40mm wyściółką
- 15 centymetrowy prześwit ramy
- stopki antypoślizgowe

Wyposażenie dodatkowe

- regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu
- hydrauliczna regulacja wysokości
- system kółek unoszonych
- wycięcie na twarz

Dane techniczne

Wymiary (dł x szer)	±205cm x 67cm
Wysokość (regulowana - zakres)	± 47cm do 100cm
Waga	± 80 kg
Maksymalny udźwig	200 kg
Prześwit ramy	15 cm
Silnik elektryczny	6.0 N
Pompa hydrauliczna	10.0 N
Zasilanie	230 VAC, 50-60 Hz, 1.0A120 VAC, 60 Hz, 1.7A
Gwarancja	2 lata (tapicerka 1 rok)
Certyfikaty	IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2, MDD 93/42/EEC

Informacje:

Ilość sekcji: 3
Funkcja Pivot: Nie

Opcje produktu: