

Elektroda uziemiająca opaskowa z kablem

Opis produktu:

Wielorazowa **elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa velcro**, z kablem 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt. Elektroda mocowana jest za pomocą rzepów bezpośrednio na częściach ciała pacjenta, jest prosta w obsłudze oraz komfortowa dla pacjenta.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda uziemiająca opaskowa z kablem

Wielorazowa elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa velcro, z kablem 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt.

Cechy charakterystyczne:

- Z kablem zaciskowym
- Złącze typu SNAP
- Oporność wewnętrzna 0 Ohm
- Szerokość opaski 2 cm

Dane techniczne:

Numer produktu	Długość	Powierzchnia pomiarowa	Złącze	Długość kabla	Opakowanie
GDRGP0100326	10,0 cm	9,0 cm	1,5 mm	150 cm	1 szt.

GDRGP0190326	18,5 cm	18,5 cm	1,5 mm	150 cm	1 szt.
GDRGP0450326	45,0 cm	44,0 cm	1,5 mm	150 cm	1 szt.
GDRGP0750326	75,0 cm	74,0 cm	1,5 mm	150 cm	1 szt.

Informacje:

Użycie: wielorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: opaskowe / uziemiające

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda uziemiająca opaskowa z kablem:

GDRGP01003 - Elektroda uziemiająca opaskowa

z kablem, GDRGP01903 - Elektroda uziemiająca

opaskowa z kablem, GDRGP04503 - Elektroda

uziemiająca opaskowa z kablem, GDRGP07503 -

Elektroda uziemiająca opaskowa z kablem