

## Czepki PTS do elektrod EEG



### Opis produktu:

Bezłateksowe czepki do elektrod EEG wytwarzane w technologii PTS.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Czepki EEG PTS / GVB

Bezłateksowe czepki do elektrod EEG wytwarzane w technologii PTS.

Specjalne miękkie, elastyczne i kolorowe gumki wykonane w technologii PTS gwarantują długi czas użytkowania produktu i wysoką odporność na zużycie. Czepek można dokładnie regulować za pomocą dwukierunkowych punktów połączeń i regulowanych pasków, dzięki czemu można uzyskać pozycje elektrod dla systemu rejestrującego 10/20. Pasek pod brodą wykonany jest z elastycznej taśmy z rzepem lub/i zatrzaskami, a miseczka podbródka z miękkiego, wygodnego materiału.

Wszystkie elementy czepków można kupować oddzielnie.

Numer katalogowy	Opis	Rozmiar	Op.
HEAD0B2S	ELASTYCZNY, REGULOWANY CZEPEK PTS, MAŁY, 6X2 + RZEP, NIEBIESKI, 1 SZT.	Mały	1szt.
HEAD0B4S	ELASTYCZNY, REGULOWANY CZEPEK PTS, MAŁY, 6X4 + RZEP, NIEBIESKI, 1 SZT.	Mały	1szt.
HEAD0V2M	ELASTYCZNY, REGULOWANY CZEPEK PTS, ŚREDNI, 6X2 + RZEP, ZIELONY, 1 SZT.	Średni	1szt.
HEAD0V4M	ELASTYCZNY, REGULOWANY CZEPEK PTS, ŚREDNI, 6X4 + RZEP, ZIELONY, 1 SZT.	Średni	1szt.
MENTONIERA	ELASTYCZNY ELEMENT POD BRODĘ DO CZEPKÓW PTS DLA DOROSŁYCH	Duży	1 szt
MENTONIERA-P	ELASTYCZNY ELEMENT POD BRODĘ DO CZEPKÓW PTS DLA DZIECI	Mały	1 szt
TIRCUFFMENTA	ZESTAW DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, Z ZAPIĘCIEM NA ZATRZASK. 1 SZT.	Dla dorosłych	1 zest.
TIRCUFFMENTP	ZESTAW DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, Z ZAPIĘCIEM NA ZATRZASK. 1 SZT.	Dla dzieci	1 zest.
TIRCUFFMENTN	ZESTAW DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, Z ZAPIĘCIEM NA ZATRZASK. 1 SZT.	Dla niemowląt	1 zest.
TIRCUFF16	ELASTYCZNY WELUROWY PASEK POD BRODĘ DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, 16 CM	Uniwersalny	1 zest.

## Informacje:

Kategoria: Czepki EEG

## Model:

Czepki PTS do elektrod EEG: CZEPEK PTS, MAŁY, 6X2 + RZEP, NIEBIESKI, 1 SZT., CZEPEK PTS, MAŁY, 6X4 + RZEP, NIEBIESKI, 1 SZT., CZEPEK PTS, ŚREDNI, 6X2 + RZEP, ZIELONY, 1 SZT., ELEMENT POD BRODĘ DLA DOROSŁYCH, ELEMENT POD BRODĘ DLA DZIECI, ZESTAW DO

MOCOWANIA CZEPKA EEG, Z ZAPIĘCIEM NA ZATRZASK. 1 SZT. - DLA DOROSŁYCH, ZESTAW DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, Z ZAPIĘCIEM NA ZATRZASK. 1 SZT. - DLA DZIECI, ZESTAW DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, Z ZAPIĘCIEM NA ZATRZASK. 1 SZT. - DLA NIEMOWLĄT, PASEK POD BRODĘ DO MOCOWANIA CZEPKA EEG, 16 CM, CZEPEK PTS, ŚREDNI, 6X4 + RZEP, ZIELONY, 1 SZT., CZEPEK PTS, DUŻY, 6X4 + RZEP, ZIELONY, 1 SZT