



Sonoeye - mobilny aparat USG

Opis produktu:

Aparat USG Sonoeye to przenośny ultrasonograf dostępny w każdym miejscu i o każdym czasie. Unikalny design, poręczna walizka transportowa oraz możliwość połączenia z telefonem wyposażonym w system operacyjny Android zapewniają urządzeniu marki **Chison** wszystko, co potrzeba, by zrealizować **badanie USG** poza gabinetem lekarskim.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sonoeye - mobilny aparat USG

Chison SonoEye to wysokiej klasy przenośny cyfrowy aparat USG (ultrasonograf), który został zaprojektowany na każdą sytuację. Unikalny design znakomicie ułatwia badanie w dowolnym miejscu poza gabinetem lekarskim. Aparat jest bardzo lekki i mieści się w dłoni – możesz mieć go zawsze pod ręką. Zapewnia rzetelną diagnozę niezależnie od miejsca, w którym opiekujesz się pacjentami. Połączony do smartfonu lub tabletu przesyła wysokiej jakości obraz. Dostępny z głowicą liniową lub convex. Aparat możesz bezpiecznie myć i sterylizować – jest wodoodporny i odporny na działanie środków do dezynfekcji. Aby korzystać z SonoEye wystarczy urządzenie (na przykład tablet lub telefon) z systemem operacyjnym Android. Razem z aparatem otrzymujesz

prostą w obsłudze aplikację z przejrzystym interfejsem. Badanie rozpocznesz i zakończysz jednym dotykem ekranu.

SonoEye współpracuje z urządzeniami z systemem operacyjnym Android i wejściem USB typu C.

Chison SonoEye jest w pełni wodoodporny oraz odporny na działanie środków do dezynfekcji

W zestawie:

- aparat USG SonoEye
- 1 kabel łączący
- aplikacja SonoEye
- licencja użytkownika
- walizka transportowa

Dane techniczne:

Wymiary [mm]:	ok. 64 x 173 x 24 (szer. x dł. wys.)
Tryb pracy:	B, B/M, C, PW
Tryby wyświetlania:	Duplex B+C, B/M
Masa [g]:	100

Główce:

Zakres Częstotliwości:

Gł. zastosowanie:

SonoEye P2 - liniowa 7,5 MHz	7-12MHz	naczynia obwodowe, system szkieletowo-mięśniowy, nerwy, płuca, małe narządy, medycyna ratunkowa
SonoEye P5 - Convex 3,5 MHz	3-5MHz	FAST, płuca, ginekologia, położnictwo, urologia, medycyna ratunkowa
Opcjonalnie dostępny z głowicą liniową, Phased Array lub wypukłą		

Informacje:

Kategoria: Aparaty USG

Opcje produktu:

Sonoeye główce: SonoEye P2 - liniowa 7,5 MHz, SonoEye P5 - Convex 3,5 MHz