


Podpora piszczeli do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS2030 to horyzontalna **podpora piszczeli**, firmy **Lojer** zalecana do operacji kolan i nóg

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS2030 Podpora piszczeli

Cechy charakterystyczne:

- horyzontalna podpora zalecana do operacji kolan i nóg
- płaski króciec 6 x 25 mm
- zalecany zacisk CL1310

Antystatyczny

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory nóg

Model: