

Podpora kolana do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS2040 to **podpora kolana**, firmy **Lojer** zalecana do operacji kolan i nóg

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS2040 Podpora kolana do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- podpora zalecana do operacji kolan i nóg
- dopasowana również do ortopedycznego urządzenia trakcyjnego
- regulacja wysokości w zakresie 600 mm
- średnica wałka 100 mm, długość 380 mm
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk CL2110

Antystatyczny

Średnica krócca

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory i uchwyty kolana

Model: