

Aplikator panel LED 280 R+IR - Viofor



Opis produktu:

Panel LED 280 R+IR przeznaczony jest do ledoterapii i terapii skojarzonej – magnetoledoterapii synchronicznej i asynchronicznej. emituje impulsowe promieniowanie ledowe – mieszane:

- światło czerwone (R) 630 nm
- promieniowanie podczerwone (IR) 855 nm

Dodatkowo aplikator wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. **Współpracuje ze sterownikami: Clinic i Delux.**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aplikator panel LED 280 R+IR - Viofor

Panel wyposażony jest w zespół wysokoenergetycznych diod LED

- powierzchnia aplikacji – 280 cm²
- stosowanie kontaktowe lub bliskie kontaktowemu
- głębokość oddziaływania:
- do kilku mm (światło czerwone R)
- do kilku cm (promieniowanie podczerwone IR)
- stosowany na statywie light, statywie stołowym lub bez statywu
- pozwala na dowolne usytuowanie aplikatora nad powierzchnią poddawaną terapii.

Dane techniczne:

długość fali promieniowania czerwonego	630 nm
długość fali promieniowania podczerwonego	855 nm
maksymalna moc wyjściowa w impulsie promieniowania czerwonego dla dwóch sekcji	250 mW
maksymalna moc wyjściowa w impulsie promieniowania czerwonego dla dwóch sekcji	1700 mW
pole powierzchni promieniowania jednej sekcji	280 cm ²

klasa bezpieczeństwa	3 R
sposób przyłączenia aplikatora	złącze 6-pinowe
masa aplikatora	1,7 kg
wymiary	24,5 cm x 18,2 cm x 11,5 cm
mocowanie	na statywie
indukcja pola magnetycznego (szczytowa w środku panela)	35 μ T – 840 μ T
częstotliwość pola magnetycznego	0,08 – 195 Hz

Informacje:**Model:**