

Statyw stołowy - Viofor



Opis produktu:

Statyw stołowy przeznaczony jest do zamocowania aplikatora MS4-RIR. Umożliwia bezkontaktowe korzystanie z aplikatora bez pomocy osób trzecich

Dane techniczne

wysokość	26 cm
szerokość	20 cm
waga	2,7 kg

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Statyw stołowy przeznaczony jest do zamocowania aplikatora MS4-RIR. Umożliwia bezkontaktowe korzystanie z aplikatora bez pomocy osób trzecich

Dane techniczne

wysokość	26 cm
szerokość	20 cm
waga	2,7 kg

Informacje:

Model: