

Bezbarwny żel do ultradźwięków / USG Transound® Cristal



Opis produktu:

Żel do ultradźwięków **Transound®** jest wysokiej jakości **żelem do echotransmisji** używanym w trakcie **badania USG**. Produkt nie zawiera soli i nie powoduje efektu ciągnięcia. **Nie zawiera formaldehydu**, a dzięki swojej specyficznej strukturze ułatwia poruszanie się sondy, tym samym ułatwiając pracę analityka.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Żel do ultradźwięków Transound®

Żel do ultradźwięków Transound wytwarzany jest metodą push-vacuum, dlatego też jest wolny od mikropęcherzyków powietrza, w pełni hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, odporny na wysychanie, bezwonny, a także łatwy do usunięcia.

Żel do ultradźwięków Transound nie brudzi, nie natłuszcza, nie jonizuje i nie utlenia się z upływem czasu. Nie zawiera żadnych składników aktywnych, które mogłyby powodować potencjalne uszkodzenia przetwornika sondy. Zastosowane konserwanty są nietoksyczne i ściśle zgodne z prawem.

Żel do ultradźwięków Transound® - zastosowanie

- Terapia ultradźwiękowa
- Badania USG

Żel do ultradźwięków Transound® - właściwości

- Kompatybilne z aparatami Astar
- Kompatybilny z aparatami do badań USG
- Kompatybilny z aparatami do ultradźwięków

Opakowanie 5 litrowe z wygodnym aplikatorem ułatwiającym przelewanie żelu do mniejszej butelki.

Dodatkowo do opakowania 5L dołączona jest pusta butelka 250 ml.

Składniki:

woda demineralizowana, karbomer, ETDA, substancja konserwująca, wodorotlenek sodu

Dane techniczne

Numer katalogowy	Opis	Indeks
61.250.11	Żel do USG Transound Cristal, bezbarwny, butelka 250 ml - 1szt.	03-EFM-EFM-0007
61.001.03	Żel do USG Transound Cristal, bezbarwny, butelka 1000 ml - 1szt.	-
61.005.12	Żel do USG Transound Cristal, bezbarwny, butelka 5000 ml - 1szt.	-

Informacje:

Przeznaczenie: USG
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: 5000 ml
Pojemność: 1000 ml
Pojemność: 250 gram
Klasyfikacja: produkt medyczny

Model:

Żel do USG TRANSOUND Crisytal: 1 L (1000 ml),
5 L (5000 ml), 250 ml