



Bezbarwny żel do EKG i EEG Transound®

Opis produktu:

Żel Transound® to wysokiej jakości **żel do echotransmisji** używany w trakcie **badania EKG i EEG**. Produkt nie zawiera soli oraz nie powoduje efektu ciągnięcia. **Żel Transound®** nie zawiera formaldehydu, a dzięki swojej specyficznej strukturze ułatwia poruszanie się sondy, co przyczynia się do usprawnienia pracy analityka.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel do EKG i EEG Transound - Bezbarwny

Żel do ekg i eeg transound wytwarzany jest metodą push-vacuum, dlatego też jest wolny od mikropęcherzyków powietrza, w pełni hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, odporny na wysychanie, bezwonny, a także łatwy do usunięcia.

Żel nie brudzi, nie natłuszcza, nie jonizuje i nie utlenia się z upływem czasu. Nie zawiera żadnych składników aktywnych, które mogłyby powodować potencjalne uszkodzenia przetwornika sondy. Zastosowane konserwanty są nietoksyczne i ściśle zgodne z prawem.

składniki:

woda demineralizowana, środki zagęszczające, naturalizator, substancja łącząca.

Dane techniczne:

Numer katalogowy	NAZWA
61.250.02	ŻEL DO EKG I EEG TRANSOUND, BUTELKA 250 ML, OPAKOWANIE 1 SZT.
61.005.08	ŻEL DO EKG I EEG TRANSOUND, OPAKOWANIE 5000 ML, OPAKOWANIE 1 SZT.

Opakowanie 5 litrowe z wygodnym aplikatorem ułatwiającym przelewanie żelu do mniejszej butelki.

Dodatkowo do opakowania 5L dołączona jest pusta butelka 250 ml.

Informacje:

Przeznaczenie: EEG
Przeznaczenie: EKG
Przeznaczenie: PSG
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: 5000 ml
Klasyfikacja: produkt medyczny

Model:

Żel do EKG i EEG Transound - Bezbarwny: 1 X
250ml, 1 x 5L