


Podpora stóp do stołów Lojer Scandia - dwie sztuki



Opis produktu:

SS3010 to podpory stóp (2 sztuki), firmy **Lojer**. Podpory stóp mocowane są do bocznych szyn stołu z obu stron.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS3010 Podpora stóp do stołów Lojer Scandia - dwie sztuki

Cechy charakterystyczne:

- podpora dla pacjenta w różnych pozycjach
- mocowane do bocznych szyn stołu z obu stron
- rozmiar materaca 220 x 270 mm
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk CL1010

Maksymalna waga pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Antystatyczny

Średnica krócca

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory nóg

Model: