

Uchwyt do artroskopii kolana do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS3020 to uchwyt do artroskopii kolana, firmy **Lojer**. Uchwyt artroskopowy do kolana zapewnia stabilne pozycjonowanie podczas operacji

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS3020 Uchwyt do artroskopii kolana

Cechy charakterystyczne:

- uchwyt artroskopowy do kolana zapewnia stabilne pozycjonowanie podczas operacji
- regulacja bezstopniowa za pomocą korby
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk CL1010/CL2010

Antystatyczny

Średnica krócca

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory i uchwyty kolana

Model: