



Uchwyty do pozycjonowania nóg regulowane sprężyną gazową do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS3040 to uchwyty do pozycjonowania nóg regulowane sprężyną gazową, firmy **Lojer**. Uchwyt cechuje się wszechstronnością i łatwą regulacją.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS3040 uchwyty do pozycjonowania nóg regulowane sprężyną gazową

Cechy charakterystyczne:

- wszechstronna i łatwa regulacja
- miękka i wygodna sekcja na buty utrzymuje stopę w stałej pozycji i zapobiega uciskowi i uszkodzeniu nerwów
- zakres litotomii od $+ 84^{\circ}$ do $- 33^{\circ}$
- zakres odwodzenia od $+ 25^{\circ}$ do $- 9^{\circ}$
- mocowane za pomocą płaskiego krócca
- limit wagi pacjenta 159 kg
- zalecane zaciski CL1310

Regulacja jednoręczna

Ilość funkcji produktu

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Uchwyty do pozycjonowania nóg

Model:

