

Boczna podpora ręki, regulowana do stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS4010 to regulowana, boczna podpora ręki firmy **Lojer**. Podpora cechuje się regulowanymi podłokietnikami z przegubem kulowym

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS4010 boczna podpora ręki, regulowana do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- regulowane podłokietniki z przegubem kulowym
- antybakteryjna dzwignia zaciskowa
- regulacja wysokości w zakresie 490 mm
- poduszka visco-elastyczna 60 x 500 x 30 mm z zapieciem na rzep
- króciec Ø16 mm
- zalecany zacisk CL2110

Maksymalna waga pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Średnica krócca

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z norma

Antystatyczny

Ognioodporny

Ilość funkcji

Informacje:

Model: