



Podpora barków - dwie sztuki do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS4040 to podpora barków firmy **Lojer**. Podpora zapewnia bezpieczeństwo pacjenta w pozycji Trendelenburga

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podpora barków - dwie sztuki do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- podpora barków pacjenta zapewnia bezpieczeństwo w pozycji Trendelenburga
- miękkie i wygodne materace zapobiegają uciskowi i uszkodzeniu nerwów
- mocowane do szyn z obu stron stołu
- króciec Ø18 mm
- zalecane zaciski CL2110

Ilość funkcji produktu

Antystatyczny

Średnica krócca

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podpory barków

Model: