




Pas do podpory ręki do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS5020 to pas do podpory ręki firmy **Lojer**. Pas do podpory ręki zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta podczas operacji

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS5020 Pas do podpory ręki

Cechy charakterystyczne:

- pas z poduszką, zaciskany na rzep
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta
- wymiary poduszki 60 x 200 mm, całkowita długość 700 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Model:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje: Pasy