

Pas do podpory nogi dla stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS5030 to pas do podpory nogi firmy **Lojer**. Pas do podpory nogi zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS5030 Pas do podpory nogi dla stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- pas z poduszką, zaciskany na rzep
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta
- wymiary poduszki 80 x 300 mm, całkowita długość 950 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Model:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje: Pasy