

Pas do sekcji nóg dla stołów Lojer Scandia



Opis produktu:

SS5040 to pas do sekcji nóg firmy **Lojer**. Pas do sekcji nóg zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pas do sekcji nóg dla stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- pas z poduszką, zaciskany na rzep
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta
- wymiary poduszki 80 x 400 mm, całkowita długość 1400 mm

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Model:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje: Pasy