



Podkładka pod głowę - zamknięty pierścień dla dzieci do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS6110 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, żelowo-piankowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

SS6111 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, żelowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6110 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, żelowo-piankowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

SS6111 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, żelowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- do pozycji na plecach (supine)
- chroni głowę, twarz, szyję, uszy przy każdego rodzaju operacji
- odciąża
- wymiary 140 x 60 x 35 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki pod głowę

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: SS6110, SS6111