



Podkładka pod głowę - zamknięty pierścień dla dorosłych

Opis produktu:

SS6120 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, **żelowo-piankowa**, dla dorosłych do stołów Lojer Scandia

SS6121 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, **żelowa**, dla dorosłych do stołów Lojer Scandia

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6120 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, żelowo-piankowa, dla dorosłych do stołów Lojer Scandia

SS6121 to podkładka pod głowę - zamknięty pierścień, żelowa, dla dorosłych do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- do pozycji na plecach (supine)
- chroni głowę, twarz, szyję, uszy przy każdego rodzaju operacji
- odciąża
- wymiary 200 x 75 x 45 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki pod głowę

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: SS6120, SS6121