



Podkładka pod głowę - otwarty pierścień dla dzieci do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS6130 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowo-piankowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

SS6131 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6130 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowo-piankowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

SS6131 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowa, dla dzieci do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- do pozycji na brzuchu (prone)
- chroni głowę i twarz pacjenta podczas operacji
- łatwy dostęp do intubacji
- wymiary 140 x 60 x 35 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki pod głowę

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: SS6130, SS6131