



Podkładka pod głowę - otwarty pierścień dla dorosłych do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS6140 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowo-piankowa, dla dorosłych do stołów Lojer Scandia.

SS6141 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowa, dla dorosłych do stołów Lojer Scandia.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6140 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowo-piankowa, dla dorosłych

SS6141 to podkładka pod głowę - otwarty pierścień, żelowa, dla dorosłych

Cechy charakterystyczne:

- do pozycji na brzuchu (prone)
- chroni głowę i twarz pacjenta podczas operacji
- łatwy dostęp do intubacji
- wymiary 200 x 75 x 45 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki pod głowę

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: SS6140, SS6141